

# JOBST®

**JOBST**  
Przywraca  
lekkość  
życia

**Profilaktyka i leczenie problemów żylnych**  
**Produkty uciskowe JOBST®**

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o.; Producent: BSN-Jobst GmbH; Stosuj w chorobach układu żylnego.



To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Współczesny styl życia i starzenie się społeczeństwa sprawiają, że coraz więcej Twoich klientów ma problemy żyłne lub jest na nie narażona.

Dzięki naszym produktom i Twojej specjalistycznej wiedzy możemy wspólnie zadbać o ich zdrowie i pomóc korzystać z życia niezależnie od kondycji naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Wyroby uciskowe powinny być dobierane indywidualnie z pomocą profesjonalisty, dlatego chcemy przedstawić Ci naszą markę i produkty, abyś mógł jak najlepiej pomóc swoim klientom.

# Dlaczego Twoi klienci potrzebują produktów uciskowych?

Na nasz układ krążenia składają się serce, tętnice i żyły. Serce pompuje krew, która tętnicami dociera do tkanek całego ciała, a następnie żyłami wraca do serca. Ciśnienie, z jakim płynie krew, jest dużo wyższe w tętnicach niż w żyłach. Dlatego w żyłach znajdują się zastawki, które działają jak małe zawory - otwierają się, żeby umożliwić przepływ krwi we właściwym kierunku i zamykają, by nie mogła się cofnąć.

Problemy żyłne pojawiają się, kiedy zastawki nie zamykają się prawidłowo. Przepływ krwi do serca jest ograniczony i mogą pojawić się różnego rodzaju problemy żyłne. Poznaj te, które często dotyczą Twoich klientów.

## Obrzęki

Osłabione lub uszkodzone zastawki sprawiają, że krew cofa się w żyłach (refluks żylny). Zalega w żyłach podudzia, obciąża położone niżej zastawki i powoduje obrzęki, zwykle w kostkach i łydkach.

## Żylaki

Zalegająca krew podwyższa ciśnienie w żyłach położonych niżej, co oddziałuje bezpośrednio na żyły powierzchowne (przebiegające najbliżej skóry). Ściany żyłne mogą się rozciągać, powodując rozszerzanie, a nawet skręcanie się żył, co uniemożliwia prawidłowe zamykanie się zastawek. Takie powiększone i skręcone żyły to wybrzuszenia widoczne pod skórą na nogach - żylaki.

## Zakrzepy


Kiedy żyła jest uszkodzona, spowolniony jest przepływ krwi lub krew ma zbyt wysoką krzepliwość, mogą tworzyć się zakrzepy (skrzepliny). Komórki krwi osadzają się i zlepiają w pobliżu zastawki, co może częściowo lub całkowicie zablokować przepływ w żyłę. Najniebezpieczniejsze są skrzepliny powstające w żyłach głębokich (choroba nazywana zakrzepicą żył głębokich). Zakrzep może się oderwać, przemieścić do płuc lub serca i doprowadzić nawet do śmierci.

### Co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów żylnych?

- Czynniki genetyczne
- Długotrwałe siedzenie lub stanie
- Podeszły wiek
- Otyłość
- Odwodnienie
- Cięża
- Spożywanie alkoholu
- Gorące kąpiele i nadmierna ekspozycja na słońce
- Noszenie zbyt ciasnych ubrań
- Noszenie butów na obcasie

Osoby, u których występują powyższe czynniki ryzyka, mogą zapobiec problemom żylnym lub znacznie opóźnić ich rozwój, stosując kompresjoterapię.

**Kompresjoterapia** jest prostą, bezpieczną i nieinwazyjną metodą profilaktyki i leczenia zaburzeń układu żylnego i limfatycznego, polegającą na stosowaniu odpowiedniego, kontrolowanego ucisku. Kompresjoterapia wykorzystuje produkty uciskowe, takie jak podkolanówki, pończochy lub rajstopy. Produkty te wywierają zmienny ucisk na chore części ciała (tzw. ucisk stopniowany lub gradientowy), najsilniejszy w kostce i stopniowo zmniejszający się ku górze. Taki rodzaj kompresji wspiera prawidłowy przepływ krwi i limfy w kierunku serca, zapobiegając zastojom krwi w żyłach i powstawaniu obrzęków.



## Dlaczego JOBST® to marka, której możesz zaufać?

Historia marki JOBST rozpoczęła się w roku 1950 w Stanach Zjednoczonych. Urodzony w Niemczech inżynier mechanik i wynalazca Conrad Jobst sam cierpiał na problemy żyłne, dlatego stworzył firmę, która postawiła sobie za cel poprawę jakości życia osób z chorobami żylnymi i obrzękowymi. Idea misji założyciela przyświeca nam do dziś. JOBST jest globalną marką znaną z doskonałej jakości produktów uciskowych. Wyróżnia nas innowacyjność i stała współpraca z personelem medycznym, a nasze produkty są skuteczne i jednocześnie przyjazne dla użytkownika.



- Jesteśmy wiodącym producentem wyrobów uciskowych na świecie
- Jesteśmy marką najczęściej polecaną przez lekarzy w USA
- Oferujemy szeroką gamę produktów stosowanych w leczeniu problemów żylnych i limfatycznych
- Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakościowe, co potwierdzają certyfikaty wydane przez niezależne instytucje
- Produkty JOBST dostarczamy klientom indywidualnym, sklepom medycznym, aptekom i szpitalom w ponad 80 krajach na całym świecie

## Najwyższa jakość materiałów

Wszystkie produkty JOBST są wykonane techniką okrągłodzianą, dzięki czemu nie posiadają szwów i są wygodne w noszeniu. Są wyjątkowo delikatne dla skóry i pozwalają jej oddychać. Rodzaj i grubość zastosowanego materiału mogą się różnić w zależności od linii produktowej – od cienkich i transparentnych w linii JOBST® UltraSheer do wyjątkowo wytrzymałych w asortymencie JOBST® Sport. Produkty JOBST są dostępne w różnych kolorach (naturalny, beżowy, karmelowy, różowy, granatowy, szary, czarny), by Twoi klienci mogli dobrać je nie tylko do wskazań medycznych, ale i do własnego gustu.

## Unikalne wykończenie SoftFit

W tradycyjnych podkolanówkach kompresyjnych pod kolanami stosuje się ściągacze, które mają zapobiegać zsuwaniu się produktu. Niestety, często uciskają one zbyt mocno, powodując ból i zostawiając zaczerwienione ślady. Kiedy jednak ściągacz zabraknie, podkolanówka może się zsuwać.

By rozwiązać ten problem, marka JOBST opracowała unikalną technologię SoftFit - nowy standard na rynku produktów uciskowych (dotyczy linii Opaque i UltraSheer).

W wewnętrzną warstwę materiału pod kolanem wpleciono specjalne włókno silikonowe, dzięki czemu produkt odpowiednio przylega do skóry, ale nie wbija się w nią. SoftFit zwiększa zarówno wygodę pacjenta, jak i skuteczność produktu.



Bez nadmiernego ucisku, bez szwów, bez bólu i bez odcisniętych śladów.



Podkolanówki pozostają cały dzień na swoim miejscu i odpowiednio działają.

## Certyfikaty jakości



Nasze medyczne produkty uciskowe są regularnie **kontrolowane pod kątem jakości i zgodności z normą RAL** przez niezależny Instytut Badawczy Hohenstein.



Certyfikat ÖEKO-TEX®, wydany przez niezależny Instytut Badawczy Hohenstein, potwierdza m.in., że w naszych produktach **nie ma substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska.**

## Dwie klasy ucisku

Profilaktyka i leczenie różnych chorób wymaga zastosowania odpowiednio dobranej siły ucisku.

Produkty JOBST z linii **UltraSheer**, **Opaque**, **Maternity Opaque** i **forMEN Explore** oferujemy w dwóch klasach ucisku zgodnych z normami Europejskiej Komisji Standaryzacji, standard RAL.

Klasa ucisku (CCL)	Siła ucisku
1 - lekki ucisk	18-21 mmHg
2 - średni ucisk	23-32 mmHg

W produktach profilaktycznych **Travel** i **Sport** zastosowano pierwszą klasę ucisku, zgodną ze standardem amerykańskim.

Klasa ucisku (CCL)	Siła ucisku
1 - lekki ucisk	15-20 mmHg
2 - średni ucisk	20-30 mmHg



# JOBST® UltraSheer

## Transparentne podkolanówki, pończochy i rajstopy uciskowe

Eleganckie, cienkie, transparentne produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i podkolanówki. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.



Transparentne



Oddychające



Lśniące




Wykończenie SoftFit w podkolanówkach





#### **Transparentne**

Cienki, przejrzysty materiał  
zapewnia elegancki wygląd



#### **Oddychające**

Przepuszczają powietrze, zapewniając  
komfort noszenia przez cały dzień



#### **Lśniące**

Delikatny połysk sprawia,  
że nogi wyglądają pięknie i zdrowo



#### **Odprowadzające wilgoć**

Pomagają utrzymać skórę  
w suchości przez cały dzień





## Dla kogo

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Na co dzień.

## Kolory



naturalny



czarny

## Typy produktu



## Klasy ucisku

**CCL 1: 18-21 mmHg**

**CCL 2: 23-32 mmHg**

Produkty JOBST® UltraSheer są dostępne w 6 rozmiarach - pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.

	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
Maxi option	cT > 80 cm / cH > 95 cm	cT > 90 cm / cH > 105 cm		cT > 110 cm / cH > 125 cm		cT > 120 cm / cH > 135 cm
LK	Petite: 65 - 75 cm / Regular: 75 - 85 cm					



# JOBST® Opaque

## Kryjące podkolanówki, pończochy i rajstopy uciskowe

Przyjemnie miękkie, kryjące podkolanówki, pończochy i rajstopy ukrywają niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd na co dzień. Produkty z linii JOBST® Opaque są łatwe do zakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała, zapewniając komfort noszenia oraz wyróżniają się wyjątkową trwałością. Technologia stopniowanego ucisku doskonale wspiera prawidłowe krążenie, zapobiegając zaleganiu krwi, obrzękom nóg i powstawaniu zakrzepów.



Kryjące



Odprowadzające wilgoć



Miękkie w dotyku



Wykończenie SoftFit w podkolanówkach



### **Kryjące**

Maskują drobne niedoskonałości  
i zapewniają stylowy wygląd



### **Miękkie w dotyku**

Mieszanka delikatnych  
dla skóry włókien



### **Odprowadzające wilgoć**

Pomagają utrzymać skórę  
w suchości przez cały dzień



### **Wytrzymałe**

Wzmocnione okolice pięt i palców gwarantują  
możliwość długiego stosowania



## Dla kogo

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Na co dzień.

## Kolory



naturalny



karmelowy



czarny

## Typy produktu



## Klasy ucisku

CCL 1: 18-21 mmHg

CCL 2: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® Opaque są dostępne w 6 rozmiarach - pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.

	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
Maxi option	cT >80 cm /cH >95 cm	cT >90 cm /cH >105 cm		cT >110 cm /cH >125 cm		cT >120 cm /cH >135 cm
±K	Petite: 65 - 75cm/Regular: 75 - 85 cm					



# JOBST® Maternity Opaque

## Rajstopy uciskowe dla kobiet w ciąży

Zmiany hormonalne w trakcie ciąży powodują wzrost objętości krwi, podwyższenie ciśnienia i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Wspierają one rozwój dziecka, ale mogą równocześnie powodować bóle nóg i obrzęki kostek oraz zwiększać ryzyko wystąpienia żylaków. Dodatkowy ciężar wpływa także na stan więzadeł i zmęczenie mięśni.

Rajstopy uciskowe JOBST zwiększają ciśnienie krwi w tkance podskórnej, dzięki czemu pomagają zmniejszyć obrzęk nóg. Wspierają prawidłowe funkcjonowanie żył, co zapobiega zaleganiu krwi i puchnięciu nóg, a nawet pomagają łagodzić zawroty głowy i nudności. Zmniejszają także wystąpienie problemów żylnych w przyszłości. Wyjątkowo elastyczna część rajstóp doskonale dopasowuje się do powiększającego się brzucha, zapewniając wygodę i odpowiednie podtrzymanie.




Elastyczne na brzuchu



Strefa wentylująca



Odprowadzające wilgoć







#### **Elastyczne na brzuchu**

Wyjątkowo elastyczna strefa SoftFlex dopasowuje się do rosnącego brzucha



#### **Miękkie w dotyku**

Mieszanka delikatnych dla skóry włókien



#### **Odprowadzające wilgoć**

Specjalne włókna odprowadzają wilgoć, by utrzymać skórę w suchości przez cały dzień



#### **Strefa wentylująca**

Specjalna, przepuszczająca powietrze strefa materiału w stopach zwiększa komfort noszenia





## Dla kogo

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Na co dzień.

## Kolory



karmelowy



czarny

## Typy produktu




## Klasy ucisku

**CCL 1: 18-21 mmHg**

**CCL 2: 23-32 mmHg**

Produkty JOBST® Maternity Opaque są dostępne w 6 rozmiarach - pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.



	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

LK Petite: 65 - 75 cm / Regular: 75 - 85 cm



# JOBST® forMEN Explore

## Podkolanówki uciskowe dla mężczyzn

Wbrew powszechnej opinii, problemy żylnie dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ponieważ budowa nóg i stóp jest odmienna u kobiet i mężczyzn, JOBST stworzył linię produktów specjalnie dla panów. Męskie podkolanówki uciskowe przeznaczone do codziennego noszenia to połączenie zaawansowanej technologii i dobrego stylu. Są wygodne i sprawdzą się w każdej sytuacji, a dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, specjalistycznych materiałów zapewniają kompresję niezbędną do profilaktyki i leczenia żylaków oraz innych problemów żylnych.



Wytrzymałe



Neutralizują zapachy



Bawełniane





### **Bawełniane**

Wysokiej jakości bawełna zapewnia komfort noszenia osobom o wrażliwej skórze



### **Neutralizują zapachy**

Włókna z węglem aktywnym skutecznie neutralizują zapachy



### **Wytrzymałe**

Wzmocnione okolice pięt i palców gwarantują możliwość długiego stosowania





## Dla kogo

Dla mężczyzn z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Na co dzień.

## Kolory



granatowy



czarny

## Typy produktu



## Klasy ucisku

**CCL 1: 18-21 mmHg**

**CCL 2: 23-32 mmHg**

Podkolanówki JOBST® forMEN Explore są dostępne w 6 rozmiarach - pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.



	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34 cm	31 - 38 cm	34 - 41 cm	37 - 46 cm	40 - 49 cm	42 - 52 cm
cC	30 - 36 cm	32 - 40 cm	34 - 43 cm	38 - 47 cm	40 - 50 cm	43 - 53 cm
cB1	23,5 - 27,5 cm	26 - 30,5 cm	28,5 - 33 cm	31 - 36,5 cm	33,5 - 39 cm	35,5 - 41,5 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
LD	Regular: 39 - 45 cm / Long: 45 - 51 cm					



# JOBST® Travel

## Podkolanówki uciskowe dla podróżujących

W czasie długiej podróży doskwiera nam brak ruchu, ucisk na naczynia krwionośne, utrata wody spowodowana suchością powietrza, a w samolotach - niskie ciśnienie w kabinie, co może spowolnić przepływ krwi i prowadzić do problemów z krążeniem, powstawania zakrzepów i w konsekwencji - zakrzepicy żył głębokich.

Podkolanówki JOBST® Travel są przeznaczone specjalnie dla osób podróżujących. Poprawiają krążenie w nogach, ułatwiają powrót krwi do serca oraz zapobiegają puchnięciu nóg i zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów. Jednocześnie są wygodne, wykonane z oddychającego materiału i wyglądają jak normalne skarpetki.









#### **Idealne w podróży**

Stworzone specjalnie dla potrzeb osób  
odbywających wielogodzinne podróże




#### **Zmniejszają uczucie opuchniętych nóg**

Przynoszą ulgę, gdy pojawia się uczucie  
ciężkich i opuchniętych nóg



#### **Oddychające**

Materiał przepuszcza powietrze, zapewniając  
komfort noszenia przez cały dzień



#### **Odprowadzające wilgoć**

Pomagają utrzymać skórę  
w suchości przez cały dzień





## Dla kogo

Dla kobiet i mężczyzn z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Podczas wielogodzinnych podróży w pozycji siedzącej.

## Kolory



beżowy



czarny

## Typy produktu



## Klasy ucisku

**CCL 1: 15-20 mmHg**

Podkolanówki JOBST® Travel są dostępne w 5 rozmiarach - pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.



	1	2	3	4	5
EU	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
UK	3-5	5-7	7-9	9-11	11-13
cC	27 -37 cm	30 -40 cm	33 -43 cm	36 -46 cm	39 -49 cm
cB	18 -21 cm	20 -23 cm	22 -25 cm	24 -27 cm	26 -29 cm



# JOBST® Sport

## Podkolanówki uciskowe dla osób uprawiających sport

Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego trybu życia, ale uprawianie sportu może obciążać układ żylny. Prawidłowe krążenie krwi w nogach wesprą podkolanówki z linii JOBST® Sport zaprojektowane specjalnie dla osób aktywnych. Poza technologią stopniowanego ucisku zastosowano w nich specjalne włókna węglowe, które doskonale odprowadzają wilgoć, dzięki czemu stopy pozostają suche nawet przy intensywnym wysiłku. Dodatkowo wzmocniona specjalna strefa przedłuża trwałość podkolanówek oraz doskonale wspiera piętę, a niskoprofilowe szwy na palcach zwiększają wygodę noszenia.



Wzmocniona strefa




Neutralizują zapachy



Odprowadzają wilgoć





#### Odprowadzają wilgoć

Specjalne mikrowłókna pomagają odprowadzać wilgoć i zachować uczucie świeżości i suchości stóp



#### Neutralizują zapachy

Włókna z węglem aktywnym skutecznie neutralizują zapachy nawet podczas uprawiania sportu



#### Wzmocniona strefa

Amortyzująca strefa podeszwy i pięty doskonale wspiera ścięgna w czasie aktywności fizycznej



#### Niskoprofilowe szwy na palcach

Płaskie szwy nie uciskają palców, zwiększając wygodę noszenia





## Dla kogo

Dla kobiet i mężczyzn z lekkimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych.

## Kiedy stosować

Podczas uprawiania sportu.

## Kolory



szary/grafitowy różowy/szary

## Typy produktu



## Klasy ucisku

CCL 1: 15-20 mmHg

CCL 2: 20-30 mmHg

Podkolanówki JOBST® Sport są dostępne w 4 rozmiarach - pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.



	S	M	L	XL
cC	28-38 cm	30-42 cm	32-46 cm	34-50 cm
cB	18-21 cm	21-25 cm	25-29 cm	29-33 cm



Rodzaj	Klasa uscisunku	Rozmiary	Typy	Palce	Kolory	Cecha specjalna	Przeznaczenie	Cechy
	CCL1 CCL2	6 rozmiarów (1-6) / Regular Petite	AD / AG / AT 	Zamknięte palce	naturalny, czarny 	SoftFit (AD) 	<b>NA CO DZIEŃ</b> Daily	Transparentne Oddychające Lśniące Odprowadzające wilgoć
	CCL1 CCL2	6 rozmiarów (1-6) / Regular Petite	AD / AG / AT 	Zamknięte palce Otwarte palce (podkolanówki, pończochy)	naturalny, karmelowy, czarny 	SoftFit (AD) 	<b>NA CO DZIEŃ</b> Daily	Kryjące Miękkie w dotyku Odprowadzające wilgoć Wytrzymałe
	CCL1 CCL2	6 rozmiarów (1-6) / Regular	AD / AG / AT 	Zamknięte palce	czarny, granatowy 		<b>NA CO DZIEŃ</b> Daily	Bawełniane Neutralizują zapachy Wytrzymałe
	CCL1 CCL2	6 rozmiarów (1-6) / Regular	AT / U 	Zamknięte palce	karmelowy, czarny 		<b>NA SZCZEGÓLNE OKAZJE</b> Maternity	Elastyczne na brzuchu Miękkie w dotyku Odprowadzające wilgoć Strefa wentylująca
	CCL1	4 rozmiary (S,M,L,XL)	AD 	Zamknięte palce	beżowy, czarny 		<b>NA SZCZEGÓLNE OKAZJE</b> Travel	Idealne w podróży Zmniejszają uczucie opuchniętych nóg Oddychające Odprowadzające wilgoć
	CCL1 CCL2	4 rozmiary (S,M,L,XL)	AD 	Zamknięte palce	szafo grafitowy, szaro różowy 		<b>NA SZCZEGÓLNE OKAZJE</b> Sport	Odprowadzają wilgoć Neutralizują zapachy Wzmocniona strefa Niskoprofilowe szwy na palcach