

Klient _____

Data zamówienia/
 pomiaru _____

Osoba do kontaktu/
 zwrotny nr telefonu _____

Płeć: kobieta
 mężczyzna
 inna

Firma/pieczątką _____

JOBST		Elvarex		Elvarex Plus		Elvarex Soft Seamless	
1	Klasa ucisku (CCL)	1	2	1	2	1	2
	lewa dłoń						
	prawa dłoń						
2	(AC¹ maksymalna długość 20,5 cm)	<input type="radio"/> AC¹ <input type="radio"/> AE <input type="radio"/> AE¹ •		<input type="radio"/> AC¹ <input type="radio"/> AE <input type="radio"/> AE¹ •		<input type="radio"/> AC¹ <input type="radio"/> AE	
	Opcje	<input type="radio"/> rękawiczka bez palców z kciukiem		<input type="radio"/> rękawiczka z palcami z kciukiem		<input type="radio"/> kieszonka na wierzchu dłoni	
		<input type="radio"/> kieszonka po wewnętrznej stronie					

4	Kolor
JOBST Elvarex*	
<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> cranberry
<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> macchiato
<input type="radio"/> navy	<input type="radio"/> cherry
<input type="radio"/> grey	<input type="radio"/> caramel
JOBST Elvarex Plus*	
<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> macchiato
<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> cherry
<input type="radio"/> navy	<input type="radio"/> caramel
<input type="radio"/> grey	<input type="radio"/> red
<input type="radio"/> cranberry	
JOBST Elvarex Soft Seamless*	
<input type="radio"/> beige	<input type="radio"/> macchiato
<input type="radio"/> black	<input type="radio"/> cherry
<input type="radio"/> navy	<input type="radio"/> cocoa
<input type="radio"/> grey	<input type="radio"/> sunflower yellow
<input type="radio"/> cranberry	<input type="radio"/> pine green

Proszę pamiętać: Pomiarów długości dokonujemy po wewnętrznej stronie dłoni. W przypadku zamawiania rękawiczki wkładanej na rękaw kompresyjny należy dodać 1 cm do obwodu finalnego rękawa w punkcie C, w obwodach powyżej punktu C - 0,5 cm. Dodatkowe opcje prezentowane w aktualnych materiałach.

Stosuj różne naprężenia miarki: dla zaprojektowania odzieży plaskodzianej z optymalnym efektem terapeutycznym pomiarów obwodów należy dokonywać z różnym naprężeniem miarki.

0 pomiar bez zaciskania miarki

W przypadku dłoni, wszystkie pomiary obwodów proszę dokonywać bez zaciskania miarki.

Uwagi: _____

Lewa	obwód Z	obwód X	długość Z-X
kciuk 1			
palec 2			
palec 3			
palec 4			
palec 5			

Długość palca proszę zmierzyć wzdłuż krótszego boku

Prawa	obwód Z	obwód X	długość Z-X
kciuk 1			
palec 2			
palec 3			
palec 4			
palec 5			

Długość palca proszę zmierzyć wzdłuż krótszego boku

