



Wytrzymałe



Neutralizują
zapachy



Bawełniane

JOBST® forMEN Explore

Podkolanówki uciskowe dla mężczyzn

Wbrew powszechnej opinii, problemy żyłne dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ponieważ budowa nóg i stóp jest odmienna u kobiet i mężczyzn, JOBST stworzył linię produktów specjalnie dla panów. Męskie podkolanówki uciskowe przeznaczone do codziennego noszenia to połączenie zaawansowanej technologii i dobrego stylu. Są wygodne i sprawdzą się w każdej sytuacji, a dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, specjalistycznych materiałów zapewniają kompresję niezbędną do profilaktyki i leczenia żyłaków oraz innych problemów żylnych.



Bawełniane

Wysokiej jakości bawełna zapewnia komfort noszenia osobom o wrażliwej skórze



Neutralizują zapachy

Włókna z węglem aktywnym skutecznie neutralizują zapachy



Wytrzymałe

Wzmocnione okolice pięt i palców gwarantują możliwość długiego stosowania





Dla kogo

Dla mężczyzn z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

Kiedy stosować

Na co dzień.

Kolory



granatowy



czarny

Typy produktu




Klasy ucisku

CCL 1: 18-21 mmHg

CCL 2: 23-32 mmHg



Podkolanówki JOBST® forMEN Explore są dostępne w 6 rozmiarach - pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.



	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34 cm	31 - 38 cm	34 - 41 cm	37 - 46 cm	40 - 49 cm	42 - 52 cm
cC	30 - 36 cm	32 - 40 cm	34 - 43 cm	38 - 47 cm	40 - 50 cm	43 - 53 cm
cB1	23,5 - 27,5 cm	26 - 30,5 cm	28,5 - 33 cm	31 - 36,5 cm	33,5 - 39 cm	35,5 - 41,5 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

LD Regular: 39 - 45 cm / Long: 45 - 51 cm