



JOBST® Travel

Podkolanówki uciskowe dla podróżujących

W czasie długiej podróży doskwiera nam brak ruchu, ucisk na naczynia krwionośne, utrata wody spowodowana suchością powietrza, a w samolotach - niskie ciśnienie w kabinie, co może spowolnić przepływ krwi i prowadzić do problemów z krążeniem, powstawania zakrzepów i w konsekwencji - zakrzepicy żył głębokich. Podkolanówki JOBST® Travel są przeznaczone specjalnie dla osób podróżujących. Poprawiają krążenie w nogach, ułatwiają powrót krwi do serca oraz zapobiegają puchnięciu nóg i zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów. Jednocześnie są wygodne, wykonane z oddychającego materiału i wyglądają jak normalne skarpetki.



Idealne w podróży
Stworzone specjalnie dla potrzeb osób odbywających wielogodzinne podróże



Zmniejszają uczucie opuchniętych nóg
Przynoszą ulgę, gdy pojawia się uczucie ciężkich i opuchniętych nóg



Oddychające
Materiał przepuszcza powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień



Odprowadzające wilgoć
Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień





Dla kogo

Dla kobiet i mężczyzn z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczakami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

Kiedy stosować

Podczas wielogodzinnych podróży w pozycji siedzącej.

Kolory



beżowy



czarny

Typy produktu



Klasy ucisku

CCL 1: 15-20 mmHg



Podkolanówki JOBST® Travel są dostępne w 5 rozmiarach - pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.



	1	2	3	4	
EU	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
UK	3-5	5-7	7-9	9-11	11-13
cC	27-37 cm	30-40 cm	33-43 cm	36-46 cm	39-49 cm
cB	18-21 cm	20-23 cm	22-25 cm	24-27 cm	26-29 cm