



Transparentne



Oddychające




Lśniące

## JOBST® UltraSheer

### Transparentne podkolanówki, pończochy i rajstopy uciskowe

Eleganckie, cienkie, transparentne produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i podkolanówki. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.



Wykończenie SoftFit w podkolanówkach



#### Transparentne

Cienki, przejrzysty materiał zapewnia elegancki wygląd



#### Oddychające

Przepuszczają powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień



#### Lśniące

Delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo



#### Odprowadzające wilgoć

Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień





## Dla kogo

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Na co dzień.

## Kolory



naturalny



czarny

## Typy produktu




## Klasy ucisku

CCL 1: 18-21 mmHg

CCL 2: 23-32 mmHg



Produkty JOBST® UltraSheer są dostępne w 6 rozmiarach – pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.



	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 – 57 cm	45 – 62 cm	49 – 67 cm	53 – 72 cm	56 – 77 cm	60 – 81 cm
cD	27 – 33 cm	29 – 36 cm	32 – 39 cm	34 – 42 cm	36 – 45 cm	38 – 48 cm
cC	28 – 34 cm	30 – 37 cm	33 – 40 cm	35 – 43 cm	37 – 46 cm	39 – 49 cm
cB1	23 – 27 cm	24 – 29 cm	26 – 32 cm	29 – 35 cm	31 – 37 cm	33 – 39 cm
cB	18 – 20 cm	20 – 22 cm	22 – 24 cm	24 – 26 cm	26 – 28 cm	28 – 30 cm
Maxi option	cT > 80 cm / cH > 95 cm	cT > 90 cm / cH > 105 cm	cT > 110 cm / cH > 125 cm	cT > 120 cm / cH > 135 cm		

LK Petite: 65 – 75 cm / Regular: 75 – 85 cm